


# Innováció versenyáron



## Sanat-R 2


### Moduláris revíziós csípőprotézis

# Innováció versenyáron



## Proximalis blokk

- Ék alak, 6 féle méretben, méretenként növekedő offszet
- Titán alapanyag, TPS bevonattal a kiváló csontbeépülésért



## Szár

- Hosszanti bordázott felület a nagyobb stabilitás érdekében
- Rövid-egyenes és hosszú anatómiai görbületű szárak
- 5 féle átmérő (12-14-16-18-20 mm)
- Speciális distalis furat a könnyebb distalis reteszelés érdekében



## A protetikában egyedülálló műszerek

- Finomhangolható célzókar - rövid szárak célzása röntgen nélkül
- Anatómiai szárak distalis célzásához kézi célzó - csökkentett sugárterhelés
- Vezetőnyárrsal segített raspabevezetés



## A szerelt revíziós vápához 6 féle revíziós fül alkalmazható