


Kincset érő kezekért



VORTEX *Hand & Foot*


Biztonságos rendszer az Ön sikeréért!

Kontakt

Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 5.
E-mail: metal@sanatmetal.hu
Telefon: +36 36 512 900



Vortex *Hand & Foot*

















Poliaxiális szögstabil rendszer

Vortex Hand & Foot

Poliaxiális szögstabil rendszer

Sanatmetal 

Megnevezés	Indikáció	Lemez keresztmetszet (mm)	Kép	Lemez méret	Lemez hossz (mm)	Csavar	
						Poliaxiális	Corticalis
1,5 XS egyenes lemez	Kéz	5x1,3		6H; 12H	38-77	1,5	1,5
1,5 XS T-lemez	Kéz	5x1,3		3-5H fej 5-11H szár	38-77	1,5	1,5
1,5 XS L-lemez	Kéz	5x1,3		6H; 12H	38-77	1,5	1,5
1,5 XS párhuzam lemez	Kéz	5x1,3		4H; 6H; 8H	27-57	1,5	1,5
2,0 XS egyenes lemez	Kéz	6x1,8		6H; 12H	44-89	2,0	2,0
2,0 XS T-lemez	Kéz	6x1,8		3-5H fej 5-11H szár	44-89	2,0	2,0
2,0 XS L-lemez	Kéz	6x1,8		6H; 12H	44-89	2,0	2,0
2,0 XS párhuzam lemez	Kéz	6x1,8		4H; 6H; 8H	33-69	2,0	2,0
Pók lemez	Kéz	17x1,8 20x1,8		small	-	2,7	2,7
				large			
A Throde s lemez	Kéz	8/12x3		4+5H	120	2,7	2,7
				hajlítot		3,5	3,5
Mini egyenes lemez	Kéz, Láb	8x2,5		4+4H	117,5	2,7	2,7
				hajlítot		3,5	3,5
Mini T-lemez	Láb	7x2		4H; 10H	47-101	2,7	2,7
Mini L-lemez	Láb	7x2		3-5H fej 5-11H szár	50-101	2,7	2,7
Mini L-lemez	Láb	7x2		6H; 12H	50-101	2,7	2,7

REV_B