

SANAT R2



www.sanatmetal.hu

SANAT SWING




Kapcsolat:

3300 Eger, Faiskola utca 5.
+36 36 512-900
metal@sanatmetal.hu

www.sanatmetal.hu

PANNON



www.sanatmetal.hu

CSÍPŐPROTETIKA

ACETÁBULUMI KOMPONENSEK










Cementes vápa (UHMWPE/HXL-UHMWPE)	ConeTact cement nélküli vápacsésze (Ti-TPS) és vápabetét (UHMWPE/HXL-UHMWPE)		Bipoláris fej (Rex-acél/CoCr)
Vápa N/L (5, 10 fok) 42-62 mm Vápafeltét	Primer vápacsésze N/L (10, 20 fok) 40-74 mm	REV vápacsésze N/L (10, 20 fok) 40-74 mm Vápagyűrű, vápafül	41-61 mm
			

FEJEK (Rex-acél/CoCr/Kerámia)

22, 26, 28, 32, 36, 40 mm





SZÁRAK

Cementes (Rex-acél)			Cement nélküli (Ti)					
Sanat-E (Exeter) Centralizátor, velőürdugó	Pannon (Müller)		Pannon (Müller)			Sanat R2		
0-5 méret	C 1-10 méret	C-LAT 1-10 méret 125 fok	C-REV 3-10 méret	CL-TPS 1-10 méret	CL-HA 1-10 méret	CL-LAT-HA 1-10 méret 125 fok	CL-REV-TPS 3-10 méret	CL-REV-TPS Blokk 1-6; Hajlított és egyenes száruk
								

TÉRDPROTETIKA



FEMUR KOMPONENSEK (CoCr)

Primer	Revíziós
Cementes, cement nélküli CR/PS változat TIN bevonatolt A-H méret	Cementes CCA változat TIN bevonatolt A-H méret Femur anterior, distal, posterior augmentumok Femur kiegészítő száruk és adapterek
	

TIBIA INSERTEK (UHMWPE)

Primer	Revíziós
CR/PS változat 1-8 méret/10-22 mm	CC változat 1-8 méret/10-32 mm

TIBIA KOMPONENSEK (CoCr, Ti)

Primer	Revíziós
Cementes, cement nélküli TIN bevonatolt 1-8 méret	Cementes TIN bevonatolt 1-8 méret Tibia augmentum, kiegészítő száruk és adapterek
	

PATELLA (UHMWPE)

Cementtel operálható, 26-42 mm