


WHIRLOCK



RESPACE



Kapcsolat:

3300 Eger, Faiskola utca 5.
+36 36 512-900
metal@sanatmetal.hu

COMPASS



TRANSPEDICULARIS CSAVAROS RÖGZÍTÉS

Compass (thoracolumbalis)

Compass Rigid



Compass Non-Rigid



Open

Poliaxiális/Monoaxiális/
Repozíciós poliaxiális
gerinccsavarok
(Anod. Ti, CoCr/
4,5-8 mm átmérő)
Egyenes, hajlított rudak
(Ti/5,5 mm átmérő)
Összekötő elemek (Anod. Ti,
Ti/párhuzam, kereszt, hossz,
sacroiliacalis)
Horgok (Ti)

MIS

Poliaxiális/Monoaxiális
gerinccsavarok
(Anod. Ti, CoCr/
4,5-8 mm átmérő)
MIS rúd, MIS lordotikus rúd
(Ti/5,5 mm átmérő)
Sacroiliacalis összekötő (Ti)

Deformity

Poliaxiális/Monoaxiális/
Repozíciós poliaxiális
gerinccsavarok (Anod. Ti,
CoCr/4,5-8 mm átmérő)
Egyenes rúd (Ti, CoCr, Co-
Cr-XH/5,5 mm átmérő)
Összekötő elemek (Anod. Ti,
Ti/párhuzam, kereszt, hossz,
sacroiliacalis)
Horgok (Ti)

Open

Poliaxiális/Monoaxiális
gerinccsavarok
(Anod. Ti, CoCr/4,5-8 mm átmérő)
Flexibilis átkötő elemi szálak
(Ti/1,9 mm átmérő)

CAGE

CFF cage (cervicalis)

BaSO4 PEEK
ACIF
14, 16, 18 mm átmérő
5, 10 fok lordotikus szög
4-9 mm magasság
Titán/peek csavar



Castle cage (cervicalis)

BaSO4 PEEK
ACIF
12, 14, 16 mm átmérő
4 fok lordotikus szög
4-9 mm magasság




Respace cage (lumbalis)

BaSO4 PEEK
Minimál invazív TLIF
10, 11, 12 mm szélesség
4, 8 fok lordotikus szög
7-14 mm és 16, 18 mm
magasság
26, 30, 34 mm hosszúság



Emerald cage (lumbalis)

BaSO4 PEEK
OLIF
22 mm szélesség
6, 12, 18 fok lordotikus szög
8-18 mm magasság
40-55 mm hosszúság



LEMEZ

Whirlock lemez (cervicalis)

Anod. Ti, ACIF, 1-4 szint fúziójához
Poliaxiálisan szögstabil (+/- 15 fok)
Önfúró/tompa/menekülő csavar

