

MŰSZERKÉSZLETEK
Biztonságos rendszer
az Ön sikeréért!



Kapcsolat:

3300 Eger, Faiskola utca 5.
+36 36 512-900
metal@sanatmetal.hu

Sanatmetal 
















VORTEX
HAND&FOOT

Poliaxiális
szögstabil rendszer



www.sanatmetal.hu

www.sanatmetal.hu

MEGNEVEZÉS		KÉP	LEMEZMÉRET	LEMEZ HOSSZ (MM)	CSAVAR		
					Poliaxiális	Corticalis	
1,5 XS egyenes lemez	5x1,3		6H; 12H	38-77	1,5	1,5	
1,5 XS T-lemez	5x1,3		3-5H fej 5-11H szár	38-77	1,5	1,5	
1,5 XS L-lemez	5x1,3		6H; 12H	38-77	1,5	1,5	
1,5 XS párhuzam lemez	5x1,3		4H; 6H; 8H	27-57	1,5	1,5	
2,0 XS egyenes lemez	6x1,8		6H; 12H	44-89	2,0	2,0	
2,0 XS T-lemez	6x1,8		3-5H fej 5-11H szár	44-89	2,0	2,0	
2,0 XS L-lemez	6x1,8		6H; 12H	44-89	2,0	2,0	
2,0 XS párhuzam lemez	6x1,8		4H; 6H; 8H	33-69	2,0	2,0	
Pók lemez	17x1,8 20x1,8		small large		2,7	2,7	
Arthrodesis lemez	egyenes	8/12x3		4+5H	120	2,7	2,7
	hajlított	8/12x3		4+4H	117,5	3,5	3,5
Mini egyenes lemez	8x2,5		4H; 10H	47-101	2,7	2,7	
Mini T-lemez	7x2		3-5H fej 5-11H szár	50-101	2,7	2,7	
Mini L-lemez	7x2		6H; 12H	50-101	2,7	2,7	